

ANTI-DEKUBITUS-FELLE

Prophylaxe, Therapie, und Wohlbehagen zugleich: Anti-Dekubitus-Artikel von Dr. JUNGHANS

In der Dekubitus-Prophylaxe, dem Verhindern von Wundliegen und Heilung von offenen Wundstellen, sind Anti-Dekubitus-Felle unentbehrlich geworden. Sie werden sowohl im häuslichen Gebrauch als auch von Kliniken und Pflegeheimen als preisgünstige und gleichwertige Alternative zum Aufwand an pharmazeutischen Mitteln oder mechanischen Druckentlastungsmethoden betrachtet.

Die Dr. JUNGHANS Medical GmbH hat eine Kollektion medizinischer Felle auf dem Markt, die allen Anforderungen an eine gesicherte Prophylaxe und Therapie in der Dekubitus-Behandlung gerecht wird.


Entspannte Lagerung und ruhiger Schlaf:

Die spezialbehandelten, hygienischen Felle aus 100 % Polyester haben eine weiche, flauschige Florhöhe von ca. 30 mm und verhindern als Betauflagen das Wundliegen bei längerer Bettlägerigkeit. Die Florhöhe schafft ein Luftpolster, das die Atmung der Haut reguliert und die Feuchtigkeit absorbiert. Die superweichen Felle sind hautfreundlich und temperatúrausgleichend. Ihre natürliche Eigenwärme wird besonders von Patienten mit Rheuma- und Gelenkerkrankungen begrüßt. Die Anti-Dekubitus-Felle fördern einen ruhigen Schlaf, da die Druckschmerzen, Irritationen der Haut, Schweißbildung und nervöse Schlafstörungen weitgehend gelindert und vermieden werden.


Die Felle werden in 16 verschiedenen Größen angeboten. Sonderanfertigungen sind jederzeit auf Anfrage möglich. Je nach Bedarf können kleinere, mittlere oder ganze Betauflagen eingesetzt werden.

Entlastung der Ellenbogen und Fersen:


Gegen Belastung der Ellenbogen und Fersen beim Aufstützen, Liegen oder Sitzen, aber auch als Schutz und zur Wärme-Therapie bieten sich die superweichen flauschigen Ellenbogen- und Fersenschoner mit Anti-Dekubitus-Fellen an. Diese Erzeugnisse können durch reißfeste, verstellbare Klettverschlüsse eng oder locker an Gelenkzonen angelegt werden. Auch sie tragen wesentlich zur Entlastung, Linderung von Schmerzen, Heilung und zum Wohlbehagen des Erkrankten bei.



Ellenbogenschoner



Fersenschoner



Fersenschuh

Zur Reinigung:

Alle Anti-Dekubitus-Felle von Dr. JUNGHANS sind bis 95°C waschbar. Trotz der Kochfestigkeit bleibt das weiche Volumen des Fells nach kurzer Trockenzeit oder nach dem Schleudergang voll erhalten. Die Felle können im Autoklav bis 130°C sterilisiert werden.

Wir wünschen Ihnen oder Ihren Patienten eine schnelle Genesung.